

# Adlite™ Pro

## Mode d'emploi

Merci d'avoir choisi un ADC® ADLITE PRO™, une lampe-stylo à LED de précision. Le corps de l'ADLITE PRO™ est usiné à partir de laiton, puis galvanisé pour une finition durable. La lampe LED longue durée est garantie 10 000 heures d'utilisation.

### Description de l'appareil et utilisation prévue:

Cet appareil est conçu pour un éclairage général sans contact.

### Avertissements généraux:

Cet instrument NE doit PAS être utilisé en présence d'anesthésiques inflammables.

### Opérations:

Pour allumer, utilisez le pouce pour faire glisser le bouton d'alimentation bleu texturé à l'écart du corps de la lampe-stylo. Pour l'éteindre, faites glisser le commutateur vers l'arrière.

### Remplacement des piles:

ADLITE PRO™ utilise 2 piles alcalines «AAA». Pour remplacer, tournez l'extrémité de la lampe à LED dans le sens anti-horaire. Remplacez les deux piles du cylindre, en respectant la polarité, en insérant (-) les extrémités négatives en premier. Réassemblez le bout de la lampe en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.



## Garantie limitée

---

American Diagnostic Corporation (ADC®) garantit ses produits contre les défauts de matériaux et de fabrication dans les conditions normales d'utilisation et de réparation, comme suit:

1. La lampe à LED est garantie à vie.
2. ADLITE PROTM Penlight est garanti 2 ans.
3. Le service de garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial et commence à compter de la date de livraison.

**Ce qui est couvert:** le remplacement des pièces et de la main d'œuvre.

**Ce qui n'est pas couvert:** Les frais de transport vers et depuis ADC®. Les dommages causés par un abus, une mauvaise utilisation, un accident ou une négligence. Dommages accidentels, spéciaux ou consécutifs. Certains états n'autorisant pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires, spéciaux ou consécutifs, cette limitation peut ne pas s'appliquer à vous.

**Pour bénéficier du service de garantie:** envoyez les articles portés à ADC®, à l'attention du service de réparation, 55 Commerce Dr., Hauppauge, NY 11788.

Veillez inclure votre nom et votre adresse, votre numéro de téléphone, une preuve d'achat et une brève note expliquant le problème.

**Garantie implicite:** Toute garantie implicite sera limitée dans le temps aux termes de cette garantie et en aucun cas au-delà du prix de vente initial (sauf là où la loi l'interdit). Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre..

---

Ce manuel est disponible en ligne dans plusieurs langues.  
suivez les liens pour les options de langue:  
**[www.adctoday.com/care](http://www.adctoday.com/care)**

---

POUR DES QUESTIONS, DES COMMENTAIRES OU  
DES SUGGESTIONS, APPELEZ GRATUITEMENT:  
**1-800-ADC-2670** OU VISITEZ:  
**[www.adctoday.com/feedback](http://www.adctoday.com/feedback)**

---



ADC  
55 Commerce Drive  
Hauppauge, NY 11788



ADC (UK) Ltd.  
Unit 6, PO14 1TH  
United Kingdom

Inspecté aux États-Unis  
Fabriqué en Chine  
tel: 631-273-9600  
sans frais: 1-800-232-2670  
fax: 631-273-9659

**[www.adctoday.com](http://www.adctoday.com)**  
[info@adctoday.com](mailto:info@adctoday.com)

