

Instrumentos de 2.5 V EENTES

Instrucciones de uso



ADC[®]
AMERICAN DIAGNOSTIC CORPORATION

Un Agradecimiento Especial ...

Gracias por elegir un juego de instrumentos de diagnóstico ADC®. Estamos orgullosos del cuidado y la calidad que se dedican a la fabricación de todos y cada uno de los instrumentos de diagnóstico que llevan nuestro nombre. Cada componente ha sido cuidadosamente diseñado para maximizar el rendimiento. (Para el artículo 5212, también usado en 5210, 5215, 5211, 5211V)

Atentamente, American Diagnostic Corporation

Descripción del dispositivo y uso previsto:

El oftalmoscopio es un dispositivo de mano que funciona con baterías y que contiene iluminación y óptica de visualización destinada a examinar los medios (córnea, acuoso, cristalino y vítreo) y la retina del ojo. Está destinado a ser utilizado por un profesional sanitario capacitado.

Accesorio de otoscopio (5210 y 5215) - El otoscopio es un dispositivo de mano que funciona con baterías y tiene un sistema de aumento que ilumina el canal auditivo y la membrana timpánica.

Adaptador de espéculo nasal para accesorio de otoscopio (solo 5215) - Cuando se utiliza el accesorio de otoscopio con un adaptador de espéculo nasal, el dispositivo permite el examen directo de las fosas nasales mientras se mantiene una línea de visión.

Iluminador de brazo doblado (5215 solamente) - El iluminador de brazo doblado es una luz de mano que se puede utilizar para iluminar la boca y la parte superior de la garganta de un paciente durante un examen. El iluminador de brazo doblado es una fuente de luz no invasiva diseñada para facilitar el examen del área de la orofaringe. También se puede utilizar para ayudar a evaluar la respuesta a la luz papilar y para la transiluminación de los senos nasales. Cuando se utiliza con espejos laríngeos, permite la visualización indirecta no invasiva de la hipofaringe.

Este dispositivo debe ser utilizado por un profesional sanitario capacitado.

Contraindicaciones:

El uso de este dispositivo está contraindicado en pacientes que ya han recibido una exposición prolongada o intensa a la luz, especialmente si los pacientes son bebés, temblores o personas con enfermedades de los ojos. La exposición excesiva a la luz puede provocar lesiones al paciente. Consulte las advertencias para obtener información adicional.

Advertencias Generales

Una declaración de advertencia en este manual identifica una condición o práctica que, si no se corrige o descontinúa de inmediato, podría provocar lesiones, enfermedades o la muerte al paciente.

PRECAUCIÓN: Debido a que la exposición prolongada a la luz intensa puede dañar la retina, el uso del dispositivo para el examen ocular no debe prolongarse innecesariamente y el ajuste de brillo no debe exceder lo necesario para proporcionar una visualización clara de las estructuras objetivo.

La dosis de exposición retiniana para un peligro fotoquímico es un producto del resplandor y el tiempo de exposición. Si el valor de la radiación se redujera a la mitad, se necesitaría el doble de tiempo para alcanzar el límite máximo de exposición.

Si bien no se han identificado riesgos agudos de radiación óptica para los oftalmoscopios directos o indirectos, se recomienda que la intensidad de la luz dirigida al ojo del paciente se limite al nivel mínimo necesario para el diagnóstico. Los bebés, los temblores y las personas con enfermedades de los ojos estarán en mayor riesgo. El riesgo también puede aumentar si la persona examinada ha tenido alguna exposición con el mismo instrumento o cualquier otro instrumento oftálmico utilizando una fuente de luz visible durante las 24 horas anteriores. Esto se aplicará especialmente si el ojo ha estado expuesto a fotografías de la retina.

ADVERTENCIA: Los estuches de transporte provistos con estos dispositivos están diseñados para almacenamiento o transporte a largo plazo entre instalaciones o cuando se envían dispositivos hacia y desde las instalaciones de ADC para su reparación o servicio. Los estuches de transporte (incluidos los forros internos) NO se pueden limpiar ni desinfectar y deben desecharse de manera segura si están contaminados. No lleve el estuche a un ambiente contaminado.

ADVERTENCIA: Cuando reemplace la lámpara, deje que se enfríe durante cinco minutos antes de manipularla.

ADVERTENCIA: Cuando limpie / desinfecte dispositivos que se hayan usado en pacientes, asegúrese de usar el equipo de protección personal adecuado y siga todas las precauciones / advertencias de seguridad.

PRECAUCIÓN: Consulte las instrucciones de limpieza y desinfección de cada pieza para obtener más información sobre la limpieza y desinfección de este producto. Retire siempre las baterías antes de limpiar o desinfectar cualquier dispositivo.

ADVERTENCIA: No se ha validado ninguna forma de esterilización para este dispositivo o sus componentes correspondientes y la esterilización puede comprometer la seguridad y eficacia de este dispositivo. (Esto incluye la esterilización por vapor).

ADVERTENCIA: El uso de cualquier accesorio o material no indicado en el manual del usuario puede degradar la seguridad mínima del equipo.

PRECAUCIÓN: La ley federal restringe la venta de este dispositivo a médicos o profesionales de la salud autorizados o por prescripción facultativa.

ADVERTENCIA: Durante el uso, los componentes metálicos cerca de la cabeza del instrumento pueden calentarse. Esto es especialmente cierto si el dispositivo está encendido durante períodos prolongados. No deje el dispositivo encendido cuando no esté en uso.

Otoscopio

Este manual de instrucciones es para usar con el juego de instrumentos completo de 2.5v (artículo # 5215), el juego de diagnóstico de 2.5v (artículo # 5210), el otoscopio de 2.5v (artículo # 5211 o 5211V) y todos los accesorios y piezas de repuesto.

Mango de Batería: (Artículo # 5211-5) Todos los juegos de instrumentos vienen equipados con una manija de cromo estriado de celda "C" con interruptor de encendido reostático.




Cambio de Batería: Requiere 2 baterías de celda "C". Retire la tapa moleteada en la base del mango girando en sentido antihorario. Inserte dos baterías nuevas de celda "C" (no incluidas) con la polaridad positiva hacia el cabezal del instrumento. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de la batería girándola en el sentido de las agujas del reloj. (Figura 1).

Extracción y colocación del cabezal del instrumento

Todos los cabezales de instrumentos cuentan con una montura estilo bayoneta. Para quitarlo, presione firmemente hacia abajo y gire en sentido antihorario. Para encajar, alinee las ranuras en la base del cabezal del instrumento con las lengüetas de la bayoneta. Empuje el cabezal y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje. (Figura 2).

Encendido del instrumento

Para iluminar, presione el interruptor de encendido blanco y gire el bisel reostático en el sentido de las agujas del reloj hasta obtener la intensidad de lámpara deseada (la posición 0 está apagada, la posición roja 1 es de máxima potencia) Deslice el interruptor en la dirección opuesta para apagar. (Fig. 3).



Manipular cuidado y mantenimiento

El mango se puede limpiar siguiendo las pautas de la sección "Limpieza y desinfección" a continuación. Compruebe periódicamente el estado de las baterías, asegurándose de que no haya signos de corrosión u oxidación. Reemplace siempre AMBAS baterías. Se recomiendan pilas alcalinas. Quite las pilas del mango si no va a utilizar el instrumento durante un período de tiempo prolongado.

Cabezales de instrumentos

Cabezal de otoscopio (incluido en los modelos 5215, 5210, 5211 y 5211V) (artículo n.º 5220). Este cabezal de instrumento está diseñado para examinar el canal auditivo, específicamente el conducto acústico externo y la membrana timpánica. La cabeza viene completa con una lente de visión extraíble 3x, un insuflador y 3 espéculos reutilizables (modelos estándar con espéculos de 2,5 mm, 3,5 mm y 4,5 mm; modelo veterinario con espéculos de 4 mm, 5 mm y 7 mm).

Adjuntando los espéculos

Empuje el extremo con reborde del espéculo deseado sobre el cabezal del instrumento alineando la ranura en el reborde del espéculo con el remache en la parte superior del cabezal del instrumento y gírelo en el sentido de las agujas del reloj para encajar. Procedimiento inverso para quitar. (Figura 4)

NOTA: El otoscopio debe usarse con espéculos.

Utilizando Welch Allyn o espéculos desechables equivalentes:

Conecte el adaptador de espéculos desechables, artículo n.º 5211-AD de la misma manera que los espéculos reutilizables.



Conecte Welch Allyn o un espéculo desechable equivalente empujando el extremo con reborde del espéculo deseado en el casquillo cromado y gírelo en sentido antihorario para encajar (Figura 4b). Procedimiento inverso para retirar y desechar después de cada uso.

Extracción de la lente de visualización

Para quitar la lente de visualización (artículo # 5211-L) durante un examen, gire la lente en sentido antihorario y tire. Procedimiento inverso para colocar. (Figura 5).

Reemplazo de la lámpara

Retire el espéculo. Quite la funda negra de la lámpara. Gire la lámpara en sentido antihorario para quitarla. Reemplace con ADC Item # 5211-4. Procedimiento inverso para instalar una lámpara nueva. (Figura 6).



Insuflador

La unidad viene equipada con un insuflador ya instalado. La bombilla y el tubo del insuflador (artículo # 5122N) se pueden comprar por separado. (Figura 7).


Oftalmoscopio

(proporcionado en los juegos # 5212, # 5215 y # 5210) Este cabezal de instrumento (artículo # 5240) está equipado con 24 lentes de -25 a +40 dioptrías. (Figura 8).





Selección de lentes correctivos:

La unidad está equipada con 24 lentes correctivos de +40 a -25 dioptrías (lentes negativos en rojo). Para seleccionar, gire la rueda de selección de lentes correctivos a cada lado del cabezal del instrumento. Las lentes seleccionadas se pueden ver en el panel iluminado en el lado del médico del instrumento. (Figura 9).



Reemplazo de la lámpara halógena:

Retire el cabezal del oftalmoscopio girándolo en sentido antihorario. Agarre el extremo de la lámpara de la base interior del cabezal del oftalmoscopio y retírelo. Reemplace con una lámpara nueva (artículo # 5210-4), teniendo cuidado de no tocar el vidrio, y alinee las guías de metal de la lámpara en el costado de la lámpara con las ranuras en el portalámparas. (Figura 10).



Cabeza del iluminador de brazo doblado: (Artículo # 5215-TH)


Este cabezal de instrumento está diseñado para examinar la cavidad bucal junto con la hoja del depresor de lengua o los accesorios de espejo laríngeo. Los accesorios suministrados incluyen un depresor de lengua reutilizable (artículo n.o 5215-TD), un adaptador para un depresor de lengua desechable (artículo n.o 5215-T0), un espejo laríngeo de 3 mm (artículo n.o 5215-M3) y un espejo laríngeo de 4 mm (artículo n.o 5215-M4). Estos accesorios se suministran con el juego completo (artículo n. ° 5215) únicamente o se pueden comprar por separado. (Figura 11).

Colocación de cualquiera de los accesorios suministrados

Alinee la ranura del accesorio con el pasador en la superficie superior del iluminador de brazo doblado y empuje hasta que quede firme. (Figura 11).

Reemplazo de la lámpara (Artículo n. ° 5211-4) Retire girando en sentido antihorario. Procedimiento inverso para reemplazar.

Accesorio de espejuelos nasales: (proporcionado en el artículo # 5215) Este accesorio de cabeza de instrumento (artículo # 5215-NS) está diseñado para examinar la cavidad nasal. Se utiliza junto con el cabezal del instrumento del otoscopio.



Colocación de espejuelos nasales

Coloque el cabezal del otoscopio en el asa de la batería. Retire el espejuelo o el adaptador de oído. Coloque el espejuelo nasal empujando el extremo con brida del espejuelo sobre la cabeza del instrumento, alineando la ranura en la brida del espejuelo con el remache en la parte superior de la cabeza del instrumento y gírelo en el sentido de las agujas del reloj para encajar. Procedimiento inverso para quitar. (Figura 12).

Limpieza, desinfección y secado

Nota: Antes de realizar cualquier limpieza o desinfección de su dispositivo, asegúrese de quitar las baterías de los mangos. No vuelva a insertar las pilas sin antes consultar la sección "secado" a continuación.

Los procedimientos de limpieza y desinfección que se describen a continuación son los únicos métodos validados para este dispositivo. ADC no recomienda el uso de equipos de limpieza por ultrasonidos, lavadoras / desinfectadoras automáticas, dispositivos de autoclave u otros métodos de limpieza no especificados a continuación. Estos métodos alternativos de limpieza / desinfección no han sido validados con los dispositivos de ADC y pueden causar daños o corrosión a su dispositivo médico.

Todos los dispositivos y accesorios (excepto los espejuelos desechables) deben limpiarse y desinfectarse minuciosamente antes de su primer uso. Los dispositivos y accesorios que se envían para reparación o servicio también deben estar infectados antes de su envío.

Esquema de una limpieza / desinfección adecuada:

Para lograr una limpieza adecuada y una desinfección de alto nivel de su dispositivo, debe realizar los siguientes pasos en el siguiente orden:

- 1) Seleccione y realice un procedimiento de limpieza basado en los componentes/ accesorios que está intentando limpiar y desinfectar.
- 2) Seleccione y realice un procedimiento de desinfección de alto nivel basado en los componentes / accesorios que está intentando desinfectar.
- 3) Deje que los componentes / accesorios se sequen según la sección de secado de estas instrucciones. No realizar un proceso de limpieza antes de la desinfección puede resultar en equipos y dispositivos contaminados.

Procedimiento de limpieza para mangos de pilas, cabezales de otoscopio y oftalmoscopio

Prepare una solución de alcohol isopropílico al 70% y empape un paño esterilizado sin pelusa. Limpie el exterior del mango de la batería, el cabezal del otoscopio y el cabezal del oftalmoscopio. Se debe tener cuidado para evitar que el exceso de líquido se filtre en los dispositivos.

El alcohol isopropílico se puede sustituir con toallitas desinfectantes hospitalarias de uso común para fines de limpieza si se desea. Consulte las instrucciones proporcionadas por el fabricante de las toallitas para conocer el tiempo de contacto adecuado para garantizar una limpieza eficaz y una desinfección de bajo nivel.

Se debe tener cuidado durante la limpieza para evitar que las lentes de aumento del otoscopio o el cabezal del oftalmoscopio entren en contacto con cualquier solución limpiadora. Los residuos de la solución pueden disminuir el rendimiento del dispositivo. Las lentes de los cabezales de los instrumentos se pueden limpiar con un paño que no suelte pelusa o con papel para lentes.

Procedimiento de limpieza para iluminador de brazo doblado, accesorios de otoscopio

(Incluye: adaptador de espéculos de Welch Allyn, espéculos reutilizables, espéculos nasales) y accesorios para iluminador de brazo doblado (incluidos espejos laríngeos, cuchilla para lengua y soporte para cuchilla para lengua).

Prepare EnzoI® o una solución de limpieza enzimática equivalente según las instrucciones del fabricante y déjelo en remojo durante diez minutos. (EnzoI® se prepara típicamente a una onza de producto por galón de agua o dos onzas de producto por galón de agua para dispositivos de limpieza con materia seca. EnzoI® no será efectivo a menos que el proceso de remojo dure un mínimo de un minuto. , aunque se recomiendan diez minutos. Para dispositivos con materia seca, puede ser necesaria una limpieza manual para eliminar completamente todos los contaminantes y el material.) La solución limpiadora se puede sustituir por una solución de alcohol isopropílico al 70%. Enjuague los accesorios con agua corriente tibia durante un minuto para eliminar cualquier solución residual después de la limpieza. Seque con un paño limpio que no suelte pelusa. Nota: Siempre deje que los componentes se sequen completamente antes de desinfectarlos o usarlos. No reutilice los accesorios entre pacientes sin continuar con las instrucciones de desinfección de alto nivel descritas en este manual.

Nota: Al limpiar el iluminador de brazo doblado, no se debe quitar la lámpara durante el proceso de limpieza.

Desinfección de alto nivel para mangos de batería, cabezales de otoscopio, accesorios de otoscopio (Incluye: adaptador de espéculos de Welch Allyn, espéculos reutilizables, espéculos nasales); Accesorios para iluminador de brazo doblado e iluminador de brazo doblado (incluidos: espejos laríngeos, cuchilla para lengüeta y soporte para cuchilla para lengüeta).

Para lograr una desinfección de alto nivel, se debe preparar una solución de glutaraldehído al 2.4% (Cidex Activated Dialdehyde Solution® o equivalente) a 25 ° C según las instrucciones del fabricante. Todos los accesorios deben separarse del cabezal del otoscopio o del iluminador del brazo doblado y desinfectarse por separado. La lámpara no debe retirarse del iluminador de brazo doblado ni del cabezal del otoscopio durante el proceso de desinfección. Las baterías se deben quitar de los mangos de las baterías y las tapas de los extremos se deben quitar y desinfectar como componentes separados junto con la parte principal del mango. Las lentes deben retirarse de los cabezales de los otoscopios durante la desinfección y el secado de alto nivel. Los accesorios deben sumergirse completamente en el desinfectante durante un mínimo de 45 minutos. No deben verse burbujas de aire en los accesorios sumergidos durante este tiempo de remojo. Luego, los accesorios deben retirarse del desinfectante y sumergirse en agua purificada para enjuagar todo el desinfectante. La inmersión debe ser por un mínimo de un minuto y el proceso debe repetirse dos veces más usando agua limpia purificada cada vez. Una vez finalizado el enjuague, los accesorios deben secarse completamente con un paño estéril que no suelte pelusa. Nota: siempre deje que los accesorios se sequen completamente antes de usarlos.

NOTA IMPORTANTE: Antes de usar Cidex® Activated Dialdehyde Solution® para desinfección de alto nivel, se debe usar una tira reactiva Cidex® para asegurarse de que la concentración de la solución sea mínimamente efectiva. Consulte las instrucciones para el usuario de Cidex® Activated Dialdehyde Solution®, así como las instrucciones del fabricante del equipo original para las tiras reactivas Cidex®, como guía antes de su uso.

Procesos de esterilización Steris

Este producto ha sido validado con el ciclo estándar V-PRO 1; V-PRO 1 Plus ciclos de lumen y no lumen; V-PRO maX Lumen, No Lumen y Ciclos Flexibles; V-PRO Ciclos de 60 lúmenes y sin lúmenes utilizando el sistema de esterilización de baja temperatura V-PRO 60 con esterilizador VAPPROX® HC y el sistema de esterilización de baja temperatura V-PRO maX.

Instrucciones de limpieza / desinfección de espéculos desechables

Los espéculos desechables no deben limpiarse ni desinfectarse de ninguna manera. Los espéculos desechables son para uso de un solo paciente y deben desecharse después de su uso. Los espéculos desechables no deben usarse si parecen estar visiblemente contaminados o si accidentalmente han entrado en contacto con materiales contaminados antes de su uso.

El Secado

Todos los dispositivos y componentes deben secarse completamente antes de insertar o usar la batería de acuerdo con las instrucciones especificadas en esta sección. Los componentes y dispositivos deben dejarse secar durante un mínimo de dos horas para garantizar que se haya eliminado toda la humedad antes de volver a insertar las baterías.

Las manijas de las baterías deben someterse a una inspección visual para detectar corrosión o daños antes de volver a colocar las baterías. Compruebe si hay piezas dañadas, corroídas o descoloridas dentro del compartimento de la batería. Cualquier manija que muestre signos de daño por limpieza y desinfección no debe usarse y debe ser reparada.

Solución de problemas

Se deben utilizar las siguientes pautas para determinar si su dispositivo ha llegado al final de su vida útil o si requiere servicio. Si las acciones correctivas descritas en esta sección no resuelven sus problemas, consulte la sección de garantía de este manual para reparar su dispositivo.

Guía de resolución de problemas de otoscopios y accesorios

Área de Problemas	Causa Posible	Acción Correctiva
Sin salida de luz	Lámpara quemada Lámpara incorrecta instalada Las baterías están agotadas	Reemplace la lámpara con ADC parte # 5211-4 Reemplace la lámpara con ADC parte # 5211-4 Reemplace con baterías "C" nuevas
El cabezal del instrumento no se conecta	La rosca/conexión está dañada	Servicio requerido
Los espejos no se adhieren correctamente	Se utilizaron espejos incorrectos El montaje de espejos está dañado	Utilice únicamente la marca Welch Allyn o compatible Servicio requerido
Loose or misaligned magnifying lens	La montura de la lente está dañada	Servicio requerido
Visión deficiente u obstruida a través de la lente	La lente está sucia La lente está dañada	Limpiar con un paño sin pelusa Servicio requerido
Salida de luz tenue	Lámpara cerca del final de su vida útil Las baterías están agotadas	Reemplace la lámpara con ADC parte # 5211-4 Reemplace con baterías "C" nuevas
Corrosión visible en el instrumento o los accesorios	Daños por humedad excesiva	Servicio requerido

Guía de resolución de problemas del oftalmoscopio

Área de Problemas	Causa Posible	Acción Correctiva
Sin salida de luz	El dial de apertura está entre posiciones Lámpara quemada Lámpara incorrecta instalada	Girar el dial de apertura Reemplace la lámpara con ADC parte # 5210-4 Reemplace la lámpara con ADC parte # 5210-4
El cabezal del instrumento no se conecta	Lámpara no insertada completamente La rosca / conexión está dañada	Vuelva a insertar la lámpara Servicio requerido
El punto no está centrado	El dial de apertura no está centrado	Mueva el dial de apertura a la posición de retención completa
Salida de luz tenue	Lámpara cerca del final de su vida útil Las baterías están agotadas	Reemplace la lámpara con ADC parte # 5210-4 Reemplace con baterías "C" nuevas
La apertura o la rueda de la lente no giran o lo hacen con dificultad	Suciedad o daños en el mecanismo	Servicio requerido
Corrosión visible en el instrumento	Daños por humedad excesiva	Servicio requerido

Illuminador de brazo doblado y guía de solución de problemas de accesorios

Área de Problemas	Causa Posible	Acción Correctiva
Sin salida de luz	Lámpara quemada Lámpara incorrecta instalada Las baterías están agotadas	Gire el dial de apertura ADC parte # 5211-4 Reemplace la lámpara con ADC parte # 5211-4 Reemplace con baterías "C" nuevas
Los accesorios no se acoplan de orma segura ni funcionan correctamente	Los accesorios pueden haber llegado al final de su vida útil	Obtenga accesorios de repuesto
El cabezal del instrumento no se conecta	La rosca/conexión está dañada	Servicio requerido
Salida de luz tenue	Lámpara cerca del final de su vida útil Las baterías están agotadas	Reemplace la lámpara con ADC parte # 5211-4 Reemplace con baterías "C" nuevas
Corrosión visible en el instrumento	Daños por humedad excesiva	Servicio requerido

Ambiente

Transporte / Almacenamiento: -4°F a 120.2°F (-20°C a +49°C)
RH 95 %
500 hpa – 1060 hpa, Altitud

Rango de Funcionamiento

Ambiental: 50°F a 120.2°F (10°C a 49°C)
RH 95 % (Max)
500 hpa – 1060 hpa, Altitud

Temperatura Máxima de Funcionamiento:

95°F (35°C)

Simbolos

Símbolo	Definición
	Atención: precauciones y advertencias de uso.
	TIPO B. Indica que este es un producto con partes aplicadas de Tipo B.
	Lea el manual de funcionamiento para su uso.
	No fabricado con látex de caucho natural.
	Libre de ftalato
	No deseche este producto como residuo municipal sin clasificar. Prepare este producto para su reutilización o recolección separada según lo especificado por la Directiva 2002/96 / EC del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea sobre Residuos de Equipos Electrónicos y Eléctricos (WEEE). Si este producto está contaminado, esta directiva no se aplica.

Garantía Limitada

American Diagnostic Corporation (ADC®) garantiza sus productos contra defectos de materiales y mano de obra en condiciones de uso y servicio normales de la siguiente manera:

1. El servicio de garantía se extiende únicamente al comprador minorista original y comienza con la fecha de entrega.
2. Todo el sistema está garantizado por un año.

Qué Está Cubierto: Reparación o reemplazo de piezas y mano de obra.

Qué No Está Cubierto: Cargos de transporte a ADC®. Daños causados por abuso, mal uso, accidente o negligencia. Daños incidentales, especiales o consecuentes. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales, especiales o consecuentes, por lo que es posible que esta limitación no se aplique en su caso.

Para Obtener El Servicio De Garantía: Envíe los artículos con franqueo pagado a ADC®, Attn: Repair Dept., 55 Commerce Dr., Hauppauge, NY 11788. Incluya su nombre y dirección, número de teléfono, comprobante de compra y una breve nota que explique el problema.

Garantía Implícita: Cualquier garantía implícita estará limitada en duración a los términos de esta garantía y en ningún caso más allá del precio de venta original (excepto donde lo prohíba la ley). Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que tenga otros derechos que varían de un estado a otro.

Para Los Consumidores Australianos: Nuestros productos vienen con garantías que no pueden excluirse de acuerdo con la Ley del Consumidor de Australia. Tiene derecho a un reemplazo o reembolso por una falla importante y una compensación por cualquier otra pérdida o daño previsible razonable. También tiene derecho a que se reparen o reemplacen los productos si los productos no tienen una calidad aceptable y la falla no equivale a una falla importante.



ADC

55 Commerce Drive
Hauppauge, NY 11788

Inspeccionado, ensamblado y
Empaquetado en los EE. UU.
Hecho en Pakistan



ADC (UK) Ltd.

Unit 6, PO14 1TH
United Kingdom

tel: 631-273-9600
toll free: 1-800-232-2670
fax: 631-273-9659
email: info@adctoday.com
www.adctoday.com

