

Diagnostix™ ADSTATION

Système de Diagnostic Modulaire™

5660T

Manuel d'instructions



**Des questions?
Appelez ADC sans frais:
1-800-232-2670**



Diagnostix Adstation® Table des Matières

1. Un merci spécial	3
2. Introduction - Utilisation prévue	3
3. Avertissements et précautions	3-4
4. Pièce jointe	4-5
5. Fonctionnement et fonction	6
6. Têtes d'instrument de verrouillage	7
7. Allumer et éteindre	7
8. Nettoyage et désinfection	7-8
9. Spécifications techniques	8
10. Compatibilité électromagnétique	9
11. Garantie	9
12. Normes de qualité	9
13. Comment nous contacter	10

1. UN SPÉCIAL MERCI

Félicitations pour votre achat d'un ADC® Diagnostix™ Adstation™.

Les produits de diagnostic professionnel ADC® sont les instruments de choix où la précision et la fiabilité sont essentielles.

Avec l'utilisation et les soins appropriés, cet examen physique et les instruments de diagnostic non invasifs fourniront de nombreuses années de service fiable.

Lisez attentivement cette brochure avant d'essayer d'utiliser votre nouvelle ADC® Diagnostix™ Adstation™.

2. INTRODUCTION - UTILISATION PRÉVUE

Ce manuel s'adresse à Diagnostix™ Adstation™. L'instrument mural décrit dans ces instructions, est fabriqué pour être utilisé avec différentes têtes d'instruments ADC® et des composants modulaires pour les diagnostics non invasifs et les examens physiques.

Pour en savoir plus, visitez notre site Web à l'adresse: **www.adctoday.com**.

3. AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS

Vous avez acheté un instrument mural ADC® de haute qualité, fabriqué selon les normes mondiales les plus élevées et soumis à un contrôle rigoureux de la qualité.

Lisez attentivement ces instructions pour l'utiliser avant de mettre l'appareil en marche et de les garder dans un endroit sûr.

Si vous avez des questions, appelez notre numéro sans frais ou visitez notre site Web. Nos informations de contact se trouvent à la dernière page de cette brochure.

Veuillez noter que tous les instruments décrits dans ces instructions d'utilisation ne doivent être utilisés que par du personnel dûment formé.

La performance et l'efficacité de cet instrument ne sont garanties que lorsque les pièces d'origine et les accessoires d'ADC® sont utilisés.

Attention: il peut y avoir un risque d'inflammation des gaz lorsque l'instrument est utilisé en présence de gaz inflammables ou combustibles. Il est conseillé de travailler dans des zones à bonne ventilation.

N'essayez jamais de retirer l'instrument!

Il y a un risque de choc électrique.

Débranchez l'instrument avant de le nettoyer ou lorsque vous désinfectez.

Attention: le périphérique contient des composants électroniques sensibles. Évitez les champs électriques ou électromagnétiques forts dans le voisinage immédiat de l'appareil (p. Ex. Téléphones mobiles, fours à micro-ondes). Cela peut entraîner une altération temporaire des dispositifs ADC® Diagnostix™ Adstation™.

Avertissement: Ne pas utiliser de piles, cordons électriques autres que ceux inclus avec ce produit ou pièces de rechange fournies par le fabricant.

Avertissement: Ce produit peut contenir un produit chimique connu de l'État de Californie pour causer un cancer, des anomalies congénitales ou d'autres dommages à la reproduction.

Attention: le matériau standard utilisé est sans latex.

Avertissement: certains systèmes muraux peuvent inclure jusqu'à 3 modules d'extension supplémentaires. Veillez à ce que le câble de connexion ne soit pas coincé derrière le module d'extension. Poussez le câble de connexion dans la rainure prévue au verso du module d'extension.

4. ATTACHEMENT

a.) Montage mural

Si vous montez sur le mur, utilisez un gabarit de montage inclus.

b.) Fixation des plaques de montage murales

Si vous montez sur des clous de murs, utilisez uniquement des vis à bois. Si vous installez entre les poteaux, utilisez les mollies ci-joint.

Prenez la plaque de fixation murale et maintenez-la sur le mur afin que les vis puissent être enfoncées à travers les trous de la plaque de montage dans les mollies.

Vissez les vis avec un tournevis, dans la mesure où elles iront.

Si le panneau mural optionnel est acheté, les plaques de montage sont pré-attachées.

c.) Pièce jointe de l'ADC® Diagnostix™ Adstation™

Lorsque toutes les vis ont été vissées bien, prenez ADC® Diagnostix™ Adstation™ et guidez les vis dans les ouvertures (1). Ensuite, appuyez sur ADC® Diagnostix™ Adstation™ vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche. (Voir illustration à la page 7).


d.) Pièce jointe du module d'extension (s'il y a lieu)

Afin d'ajouter des modules d'extension supplémentaires, ils doivent être connectés électriquement avec la station de transformation avant de la monter sur le mur.


À l'aide du câble de connexion du module ci-joint, branchez un côté du connecteur dans la prise du module du transformateur situé sur le panneau du transformateur côté droit.

Branchez l'extrémité opposée dans le contact du module d'extension, situé sur le panneau latéral gauche.


ATTENTION: Assurez-vous que lorsque vous branchez le câble de connexion, les 4 contacts de la douille sont connectés aux 4 contacts de la bande de broche.



1.



2.



3.

Retirez le câblage en excès dans chaque extension pour assurer un ajustement côte à côte proche de chaque module d'extension.

Prenez le module d'extension et orientez les vis dans les ouvertures (1).

Ensuite, appuyez sur le module d'extension vers le bas. (Voir illustration à la page 7).




Attention:

Veillez à ce que le câble de connexion ne soit pas pris derrière le module d'extension. Poussez le câble de connexion dans la rainure prévue au verso du module d'extension.

Répétez pour tous les modules d'extension supplémentaires (jusqu'à 3) que vous avez acheté.

5. FONCTIONNEMENT ET FONCTION:

Branchez le périphérique dans la prise électrique. Déplacez la poignée (5) vers le haut hors du berceau (7) et attachez la tête d'instrument souhaitée en la plaçant avec les deux cames de guidage en saillie sur la poignée. Appuyez légèrement sur la tête de l'instrument sur la poignée et tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'arrête. L'enlèvement de la tête de l'instrument s'effectue en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



6. VERROUILLAGE DES TÊTES D'INSTRUMENT:

Les têtes d'instruments sont équipées d'une fonction de sécurité. Utilisez la clé allen ci-jointe pour verrouiller la tête sur la poignée d'alimentation. Pour sécuriser, insérez la clé hexagonale dans la fente de la tête et serrez en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Ne pas trop serrer. Gardez la clé hexagonale dans un endroit approprié si la tête doit être retirée pour le nettoyage ou le service.

7. ALLUMER OU ÉTEINDRE:

Allumez le système mural en utilisant le commutateur à bascule (3). La lampe de contrôle verte (4) dans le basculeur (3) indique que l'instrument est prêt à l'emploi. Chaque poignée (5) est automatiquement prête à fonctionner à 100% d'intensité lumineuse dès qu'elle est retirée du berceau (7). Le manche s'arrête automatiquement lorsqu'il est remis en place dans le berceau (7).

7.1. Modulation de l'intensité lumineuse

La modulation de l'intensité de la lumière peut être effectuée avec la poignée; tournez la bague de commutation dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et la lumière devient plus forte ou plus faible.

Attention!

La poignée s'arrête automatiquement après environ 2 minutes. Veillez à ce que plus de 3 poignées soient utilisées en même temps! Si plus de 3 poignées sont utilisées en même temps, le transformateur de l'instrument peut être surchargé et s'éteindre.

8. NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

Le ADC® Diagnostix™ Adstation™ avec module d'extension peut être nettoyé à l'extérieur avec un chiffon humide. En outre, il peut également être désinfecté de l'extérieur.

On peut utiliser l'aldéhyde (formaldéhyde, glutaraldéhyde, dérivés d'aldéhyde), tensioactifs ou alcool.

Reportez-vous aux instructions du fabricant des désinfectants pour l'utilisation.

Utilisez toujours un chiffon doux sans peluches ou des écouvillons en coton pour éviter d'endommager votre ADC® Diagnostix™ Adstation™

Attention!

Nous vous recommandons de débrancher l'instrument avant de le nettoyer ou de le désinfecter.

Veillez à nettoyer et à désinfecter qu'aucun liquide ne pénètre dans l'instrument!

Stérilisation

















Selon le Test Center for Medical Devices de Tübingen, en Allemagne, la stérilisation n'est prescrite que dans le cas de procédures opératoires.

9. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Maquette:	5660T ADC® Diagnostix™ Adstation™ Transformateur
Tension:	120V~/50-60 Hz* (États-Unis) 120V~/50-60 Hz* (États-Unis) 230V~/50-60 Hz (Europe)
Contribution:	22 VA
Sortie:	1 x 3,5V--- / 2 x 12V
Courant de sortie:	1 x 700mA / 2 x 1000mA
Fusible:	2 x T 160 mA
Classification:	Partie d'application type B
Température de fonctionnement:	32°F-104°F (0° C to + 40° C)
Température de stockage:	23°F-122°F (-5° C to + 50° C) jusqu'à 85% d'humidité relative
Dimensions:	
Station de diagnostic:	7.88" x 7.12" x 2.95" (200 x 180.5 x 75 mm)
Module d'extension:	7.88" x 3.94" x 2.95" (200 x 100 x 75 mm)
Weight Diagnostic Sta .:	3.2 lbs (1450 g)
Poids Exten. Module:	1.08 lbs (490 g)
Temps d'activation:	ON: 1 Min OFF: 5 Min

* seulement UL 60601-1 CAN / CSA C 22.2 N ° 601.01

10. COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Symbole	Définition	Symbole	Définition
	Important Avertissement / Attention		Informations autorisées en matière de représentation européenne
	Sans latex		Informations sur le fabricant
	Instruments de classe de protection II		Limite de température
	Conforme aux normes de l'UE		Limitation d'humidité
	Funktion earth		Courant continu
	Connexion de base de protection		Équipement médical + en ce qui concerne les chocs électriques, les incendies et les risques mécaniques uniquement conformément à UL 60601-1/CAN/CSA C22.2 No. 601.13TCH
	Partie d'application type B		SUR
	Courant alternatif		DE

11. GARANTIE

Ce transformateur Diagnostix Adstation® et ses modules d'extension sont garantis 5 ans à compter de la date d'achat. Les têtes d'instruments sont garantis pendant 2 ans. La garantie ne s'applique pas aux dommages causés par une mauvaise manipulation, des accidents, une mauvaise utilisation ou des modifications apportées à l'instrument par des tiers. La garantie n'est valable que si le produit est enregistré en ligne sur www.adctoday.com.

12. NORMES DE QUALITÉ

Compatibilité électromagnétique:

L'appareil remplit les conditions de la norme internationale IEC60601-1-2

13. COMMENT NOUS CONTACTER

Pour enregistrer votre produit et obtenir d'autres informations détaillées sur nos produits et services, visitez-nous à:

www.adctoday.com

et suivre les liens.

Pour des questions, des commentaires ou des suggestions, appelez-nous sans frais à l'adresse suivante:

1-800-232-2670

American Diagnostic Corporation

55 Commerce Drive, Hauppauge, New York 11788

Telephone: 631-273-9600 • Fax: 631-273-9659

Email: info@adctoday.com



ADC
55 Commerce Drive
Hauppauge, NY 11788



ADC (UK) Ltd.
Unit 6, PO14 1TH
United Kingdom



Consultez les instructions
d'utilisation



Type BF partie appliquée

Fabriqué en Allemagne

Inspecté et emballé aux États-Unis

tél: 631-273-9600
sans frais: 1-800-232-2670
télécopieur: 631-273-9659

www.adctoday.com

courrier électronique: info@adctoday.com

