

# USO, CURA E MANUTENZIONE DEL TUO PRODOTTO ADC



**ADC**<sup>®</sup>  
AMERICAN DIAGNOSTIC CORPORATION

# Un Ringraziamento speciale ...

Grazie per aver scelto un prodotto di emergenza ADC®. Siamo orgogliosi della cura e della qualità che vanno nella produzione di ogni singolo elemento che porta il nostro nome. Solo i migliori materiali vengono utilizzati per assicurarvi uno strumento senza tempo progettato per ottenere prestazioni ottimali. Apprezzerete rapidamente i risultati, perché ora possiedi uno dei migliori strumenti di emergenza che i soldi possono acquistare. Con una cura e una manutenzione adeguati, il prodotto ADC® garantirà molti anni di servizio affidabile. Leggere le seguenti istruzioni e informazioni generali utili per consentirti di godere del prodotto ADC®.

Grazie per il vostro patrocinio. È veramente nostro piacere servirvi.

Cordiali saluti,  
American Diagnostic Corp.

©2015 AMERICAN DIAGNOSTIC CORP.

---

## Definizioni del Simbolo

I seguenti simboli sono associati allo strumento ADC®.

Simbolo	Definizione
	Avviso importante / Attenzione
	Seguire le istruzioni per l'uso.
	Senza latex
	Gratis
	Conforme agli standard UE

Simbolo	Definizione
	Riordina numero
	Informazioni del rappresentante europeo autorizzato
	Informazioni del produttore

## **Cura della Custodia in Nylon ADC®**

La custodia in nylon ADC® Responder è realizzata in nylon resistente 1000D, rivestito con schiuma ammortizzante. Pocket Organizer è realizzato in nylon 420D.

Quando sporchi, lavare a mano in acqua fredda con un sapone delicato. Non usare mai candeggina. Lasciare asciugare la copertina. Non piegare mai sopra i fermi del gancio e del ciclo - il calore proveniente dal ferro li danneggerà.

Le tasche dello strumento potrebbero essere inizialmente strette, ma si estendono entro poche settimane. Non sovraccaricare mai le custodie in nylon, in quanto ciò potrebbe danneggiare le cuciture o causare il nylon da indossare prematuramente. Si raccomanda di non mettere gli strumenti a punta affilati (come le pinze a spina) all'interno della tua custodia in nylon. Se, tuttavia, è necessario trasportare uno strumento a punta forte, posizionare un coperchio protettivo (ad esempio un tappo in plastica) sulle punte.

## **Per convertire il ciclo a cinghia a snap-on a un ciclo permanente della cintura**

Se non si richiede la comodità di un anello a snap-on e preferisce invece la sicurezza di un ciclo permanente, è possibile convertire la custodia in nylon ADC® come segue:

1. Ottieni una "colla eccellente" o un epossidico al tuo negozio locale.
2. Assicurarsi che gli agganci siano puliti e asciutti; Applicare 2 o 3 gocce alla porzione maschile di ogni snap, lungo il bordo e il bordo esterno.
3. Scattare entrambi gli occhiali chiusi e lasciare che la colla sia impostata in base alle indicazioni del pacco colla.
4. Prova che i colpi di colla siano in attesa. Se uno dei due snap non contiene ripetere il processo.

## **Utilizzo del coltello ADC:**

I kit selezionati sono dotati del coltello di chiusura Puma con una lama forgiata in acciaio inox chirurgico 440, temperata a una durezza Rockwell di C57-59.

Il Puma 2002™ è un coltello da 4 "con lama dentata. L'attivazione del pollice consente un uso a mano. Ha una clip tascabile integrata nella maniglia leggera.

**Per aprire:** Premere il pollice contro la guida alzata sulla lama e ruotare fino a bloccarlo.

**Per chiudere la lama:** premere la barra metallica sul retro del coltello e spingere la lama nella sua camera fino a scattare.

### **Cura del tuo Coltello ADC:**

Tenere la lama pulita e asciutta. Pulire le impronte digitali e l'umidità dopo ogni uso con un panno morbido o camoscio. Mantenere il meccanismo di bloccaggio privo di detriti. Una caduta occasionale o due di olio leggero sulle parti di lavoro favorirà un funzionamento agevole e una lunga durata. Non utilizzare mai lama di coltello come scalpello, né tagliare oggetti metallici.

### **Cura delle cesoie Medicut™ o MiniMedicut™**

Le cesoie Medicut™ # 320 e MiniMedicut™ # 321 sono progettate per resistere all'uso pesante. Le maniglie in polipropilene e le lame di acciaio inossidabile temprate assicurano la durata. Non usare mai oggetti spesso di metallo, come un coin-questo danneggerà il bordo della lama. Tenere le lame pulite e asciutte per evitare la corrosione.

**Per sterilizzare:** I forbici Medicut™ e MiniMedicut™ possono essere gas ETO o vapore sterilizzati a 143 ° C

### **Uso e cura del tuo ADC® Penlight ADLite™ # 356**

Per attivare, premere la clip in tasca. Rilasciare per spegnere.

### **La cura dello strumento chirurgico**

Gli strumenti chirurgici a pavimento sono realizzati in acciaio inox 410, 420 o 440. Tenere pulita e asciutta. Non usare mai forbici per tagliare oggetti metallici o pesanti.

## **Garanzia Limitata**

American Diagnostic Corporation (ADC®) garantisce i suoi prodotti contro i difetti dei materiali e della lavorazione nell'uso e nel servizio normale come segue:

1. Il servizio di garanzia si estende solo all'acquirente originale al dettaglio e inizia con la data di consegna.
2. Le custodie, gli strumenti e gli accessori sono garantiti per un anno.
3. Le cesoie Medicut™ e MiniMedicut™ sono garantite per 2 anni dalla data di consegna.
4. Puma 2002™ è garantito per tutta la vita.

**Cosa è Coperto:** Riparazione o sostituzione di pezzi e manodopera.

**Cosa non è Coperto:** Spese di trasporto da e per ADC. Danni causati da abuso, abuso, incidente o negligenza. Danni incidentali, speciali o consequenziali. Alcuni stati non consentono l'esclusione o la limitazione di danni speciali o consequenziali accidentali, pertanto questa limitazione potrebbe non essere valida per te.

**Per ottenere il servizio di garanzia:** Spedisci gli articoli affrancati a ADC, Attn: Repair Dept., 55 Commerce Dr., Hauppauge, NY 11788. Per favore includi il tuo nome e indirizzo, numero di telefono durante il giorno, prova di acquisto, una breve nota che spiega il problema.

**Garanzia implicita:** Ogni garanzia implicita sarà limitata in termini di durata ai termini della presente garanzia e in nessun caso oltre il prezzo di vendita originale (salvo quando vietato dalla legge). Questa garanzia ti dà specifici diritti legali e puoi avere altri diritti che variano da uno Stato a uno Stato.

**Per registrare il tuo prodotto, visita il sito  
[www.adctoday.com](http://www.adctoday.com) e segui i link**

**Commenti o Domande  
Chiama  
1-800-ADC-2670**



ADC  
55 Commerce Drive  
Hauppauge, NY 11788

tel: 631-273-9600  
Gratis: 1-800-232-2670  
fax: 631-273-9659



ADC (UK) Ltd.  
Unit 6, PO14 1TH  
United Kingdom

**[www.adctoday.com](http://www.adctoday.com)**  
[info@adctoday.com](mailto:info@adctoday.com)