



Klettverschluss **TOURNIKETT** Handbuch

Verwendungszweck

Tourniquets sind nicht aufblasbare (nicht-pneumatische) Vorrichtungen, die dazu bestimmt sind, als eine wirksame Möglichkeit zur Erzielung einer kontrollierten Gefäßverengung verwendet zu werden. Latexfreie Tourniquets mit Klettverschluss können einfach und sofort angewendet werden, um eine perfekte venöse oder arterielle Konstriktion zu erreichen.

Warnungen

- Vorsicht:** Bei unsachgemäßer Verwendung dieses Geräts können schwere Verletzungen oder Tod die Folge sein.
- Vorsicht:** Dieses Gerät wurde ausschließlich für die Verwendung durch erfahrene Fachleute entwickelt und hergestellt.
- Vorsicht:** Versuchen Sie nicht, dieses Gerät ohne angemessene Schulung zu benutzen.
- Vorsicht:** Dieses Produkt wurde nur für 30 Anwendungen getestet.
- Vorsicht:** Dieses Produkt kann nicht sterilisiert werden und muss entsorgt werden, wenn es kontaminiert wird.

Anleitung

1. Achten Sie bei der Anwendung von Blutsperregeräten darauf, dass das
 2. Etikett mit der Vorderseite nach unten auf der Haut liegt.
Halten Sie das Etikett mit einer Hand fest und dehnen Sie gleichzeitig die Aderpresse um das Glied.
 3. Stellen Sie die Spannung so ein, dass sie für die klinische oder Erste-Hilfe-Anwendung geeignet ist, und verriegeln Sie sie mit einem Klettverschluss.
-

Pflege und Wartung

Reinigen Sie den Tourniquet mit einem Alkoholtupfer nach jedem Gebrauch.



ADC
55 Commerce Drive
Hauppauge, NY 11788



ADC (UK) Ltd.
Unit 6, PO14 1TH
United Kingdom

In den USA geprüft.
In China hergestellt
tel: 631-273-9600, 1-800-232-2670
fax: 631-273-9659

www.adctoday.com
email: info@adctoday.com

