



Cierre de gancho y bucle
TORNIQUETE
Manual de usuario

Uso previsto

Los torniquetes son dispositivos no inflables (no neumáticos) destinados a ser utilizados como una forma efectiva de lograr la constricción controlada de los vasos. El torniquete sin látex con cierre de contacto Hook & Loop se puede aplicar de manera fácil e instantánea para lograr una constricción venosa o arterial perfecta.

Advertencias

Precaución: El uso indebido de este equipo puede causar lesiones graves o la muerte.

Precaución: Este equipo ha sido diseñado y fabricado para uso exclusivo de profesionales experimentados.

Precaución: No intente utilizar este equipo sin la capacitación adecuada.

Precaución: Este producto solo se prueba para resistir 30 usos.

Precaución: Este producto no se puede esterilizar y se debe desechar si se contamina.

Instrucciones

1. Al aplicar el torniquete, asegúrese de que la etiqueta esté boca abajo sobre la piel.
 2. Sostenga firmemente la etiqueta con una mano y, al mismo tiempo, estire el torniquete para rodear la extremidad.
 3. Ajuste a la tensión deseada para uso clínico o de primeros auxilios, asegúrela en su lugar con el cierre de contacto de gancho y bucle.
-

Cuidado y mantenimiento

Limpie el torniquete con una toallita con alcohol después de cada uso.



ADC
55 Commerce Drive
Hauppauge, NY 11788



ADC (UK) Ltd.
Unit 6, PO14 1TH
United Kingdom

Inspeccionado en los EE. UU.

Hecho en China

tel: 631-273-9600, 1-800-232-2670

fax: 631-273-9659

www.adctoday.com

correo electrónico: info@adctoday.com