

Adlite™ Pro

Instrucciones de uso

Gracias por elegir un ADC® ADLITE PRO™, una linterna LED de precisión hecha a mano. El cuerpo ADLITE PRO™ está fabricado en latón y luego galvanizado para un acabado duradero. La lámpara LED de larga duración tiene una garantía de 10.000 horas de uso.

Descripción del dispositivo y uso previsto:

Este dispositivo está diseñado para iluminación general sin contacto.

Advertencias generales:

Este instrumento NO debe utilizarse en presencia de anestésicos inflamables.

Operaciones:

Para encender, use el pulgar para deslizar el interruptor de alimentación azul texturado lejos del cuerpo de la linterna. Para apagar, deslice el interruptor hacia la punta.

Cambio de batería:

ADLITE PRO™ utiliza 2 baterías alcalinas "AAA". Para reemplazarlo, gire la punta de la lámpara LED hacia la izquierda. Reemplace ambas baterías del barril, teniendo cuidado de observar la polaridad correcta, insertando los extremos negativos (-) en primer lugar. Vuelva a montar la punta de la lámpara girándola en sentido horario hasta que quede apretada.



Garantía limitada

American Diagnostic Corporation (ADC®) garantiza sus productos contra defectos en materiales y mano de obra en uso y servicio normales de la siguiente manera:

1. La lámpara LED está garantizada de por vida.
2. ADLITE PROT M Penlight tiene una garantía de 2 años.
3. El servicio de garantía se extiende solo al comprador minorista original y comienza con la fecha de entrega.

Qué está cubierto: Reemplazo de piezas y mano de obra.

Lo que no está cubierto: cargos de transporte desde y hacia ADC®. Daños causados por abuso, mal uso, accidente o negligencia. Daños incidentales, especiales o consecuentes. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales, especiales o consecuentes, por lo que es posible que esta limitación no se aplique a usted.

Para obtener el Servicio de garantía: Envíe el (los) franqueo (s) pagado a ADC®, a la atención de: Departamento de reparaciones, 55 Commerce Dr., Hauppauge, NY 11788.

Incluya su nombre y dirección, número de teléfono, comprobante de compra y una breve nota explicando el problema.

Garantía implícita: cualquier garantía implícita tendrá una duración limitada a los términos de esta garantía y en ningún caso más allá del precio de venta original (excepto donde esté prohibido por la ley). Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que tenga otros derechos que varían de un estado a otro..

Este manual está disponible en línea en una variedad de idiomas,
siga los enlaces para las opciones de idioma:

www.adctoday.com/care

PARA PREGUNTAS, COMENTARIOS O SUGERENCIAS

LLAME GRATIS A LA LLAMADA:

1-800-ADC-2670 O VISITE:

www.adctoday.com/feedback



ADC
55 Commerce Drive
Hauppauge, NY 11788



ADC (UK) Ltd.
Unit 6, PO14 1TH
United Kingdom

Inspeccionado en los Estados Unidos.

Hecho en China

tel: 631-273-9600

línea gratuita: 1-800-232-2670

fax: 631-273-9659

www.adctoday.com

info@adctoday.com

