

GEBRAUCH, PFLEGE UND WARTUNG IHRES ADC PRODUKTES



Ein Besonderes Dankeschön ...

Vielen Dank für die Wahl eines ADC® Notfallproduktes. Wir sind stolz auf die Sorgfalt und Qualität, die in die Herstellung von jedem Element, das unseren Namen trägt, geht. Nur die feinsten Materialien werden verwendet, um Ihnen ein zeitloses Instrument zu bieten, das für optimale Leistung ausgelegt ist. Sie werden schnell die Ergebnisse zu schätzen wissen, denn Sie besitzen jetzt eines der besten Notfall-Tools, die Geld kaufen kann. Mit der richtigen Pflege und Wartung, Ihr ADC® Produkt ist sicher, Ihnen mit vielen Jahren zuverlässigen Service bieten. Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise und allgemeine Informationen, die sich als hilfreich erweisen, damit Sie Ihr ADC® Produkt genießen können.

Vielen Dank für Ihre Schirmherrschaft. Es ist in der Tat unser Vergnügen, Ihnen zu dienen.

Mit freundlichen Grüßen,
American Diagnostic Corp.

©2015 AMERICAN DIAGNOSTIC CORP.

Symboldefinitionen

Die folgenden Symbole sind mit Ihrem ADC®-Instrument verbunden.

Symbol	Definition
	Wichtige Warnung / Vorsicht
	Anweisungen befolgen.
	Latexfrei
	Phthalatfrei
	Entspricht den EU-Standards

Symbol	Definition
	Bestellnummer
	Informationen über den autorisierten europäischen Vertreter
	Herstellerinformationen

Pflege Ihres ADC® Nylon Holster

Ihr ADC® Responder Nylon Holster ist aus strapazierfähigem 1000D Nylon gefertigt und mit Polsterschaum ausgekleidet. Pocket Organizer besteht aus 420D Nylon.

Bei Verschmutzung, von Hand in kaltem Wasser mit einer milden Seife waschen. Verwenden Sie niemals Bleichmittel. Holster an der Luft trocknen lassen. Niemals über Klettverschlüsse bügeln - Wärme aus dem Bügeleisen wird sie beschädigen.

Die Instrumententaschen könnten anfangs fest sein, werden sich aber innerhalb weniger Wochen ausdehnen. Niemals Nylon-Holster überladen, da dies die Nähte beschädigen oder das Nylon vorzeitig tragen kann. Wir empfehlen Ihnen, in Ihrem Nylonholster keine scharfkantigen Instrumente (wie Splitterzangen) zu setzen. Wenn Sie es jedoch für nötig halten, ein scharfes Instrument zu tragen, legen Sie eine Schutzabdeckung (wie eine Plastikstiftkappe) über die Spitzen.

Um Ihre Snap-on Gürtelschlaufe auf eine permanente Gürtelschlaufe umzuwandeln

Wenn Sie nicht die Bequemlichkeit einer Snap-on Gürtelschlaufe benötigen und stattdessen die Sicherheit einer permanenten Schleife bevorzugen, können Sie Ihr ADC® Nylon Holster wie folgt umwandeln:

1. Erhalten Sie einen "Super Leim" oder Epoxy in Ihrem lokalen Convenience Store.
2. Sicherstellen, dass Snaps sauber und trocken sind; 2 oder 3 Tropfen auf den männlichen Teil jedes Schnappschusses, entlang der Felge und der äußeren Kante auftragen.
3. Schnappen Sie beide Schnappverschlüsse geschlossen und lassen Sie den Kleber entsprechend den Anweisungen auf dem Leimpaket einstellen.
4. Testen Sie, dass der Kleber einrastet. Wenn der Snap nicht den Vorgang wiederholt

Verwendung Ihres ADC Messer:

Ausgewählte Holster-Sets sind mit dem Puma-Lockback-Messer ausgestattet, das eine Klinge aus 440 chirurgischem Edelstahl aufweist, gehärtet auf eine Rockwell-Härte von C57-59.

Der Puma 2002™ ist ein 4 "Lockback Messer mit gezackter Klinge. Thumb-Aktivierung ermöglicht eine Handbedienung. Es hat einen integrierten Taschenclip in den leichten Griff eingebaut.

Zu öffnen: Drücken Sie den Daumen gegen die angehobene Führung auf die Klinge und schwenken Sie, bis sie einrastet.

Um die Klinge zu schließen: Drücken Sie den Metallstab auf der Rückseite des Messers und drücken Sie die Klinge in die Kammer, bis sie einrastet.

Pflege deines ADC Messer:

Halten Sie die Klinge sauber und trocken. Nach jedem Gebrauch mit einem weichen Tuch oder Sämischleder Fingerabdrücke und Feuchtigkeit abnehmen. Halten Sie den Verriegelungsmechanismus frei von Schmutz. Ein gelegentlicher Tropfen oder zwei von leichtem Öl auf Arbeitsteilen wird einen reibungslosen Betrieb und eine lange Lebensdauer fördern. Verwenden Sie niemals Messerklinge als Meißel, oder um Metallobjekte zu schneiden.

Pflege von Medicut™ or MiniMedicut™ Scheren

Ihre Medicut™ # 320 und MiniMedicut™ # 321 Schere, sind entworfen, um starken Gebrauch zu widerstehen. Polypropylen-Griffe und gehärtete Edelstahl-Klingen sorgen für Langlebigkeit. Verwenden Sie niemals auf dicken Metallgegenständen, wie zB eine Münze. Halten Sie die Klingen sauber und trocken, um Korrosion zu vermeiden.

Zur Sterilisation: Medicut™ und MiniMedicut™ Schere kann ETO-Gas sein oder Dampf sterilisiert auf 289 ° C (143 ° C)

Gebrauch und Pflege Ihres ADC® Penlight ADlite™ #356

Zum Aktivieren drücken Sie den Taschenclip. Freigabe zum Ausschalten.

Sorge für Ihr chirurgisches Instrument (e)

Floor grade chirurgische Instrumente sind aus 410, 420 oder 440 Edelstahl gefertigt. Bleiben Sie sauber und trocken. Verwenden Sie niemals Scheren, um Metall oder schwere Gegenstände zu schneiden.

Eingeschränkte Garantie

American Diagnostic Corporation (ADC®) garantiert seine Produkte gegen Material- und Verarbeitungsfehler bei normaler Verwendung und Wartung wie folgt:

1. Der Garantieservice erstreckt sich nur auf den ursprünglichen Einzelhandelskäufer und beginnt mit dem Liefertermin.
2. Holster, Instrumente und Zubehör sind für ein Jahr gerechtfertigt.
3. MedicutTM und MiniMedicutTM Schere sind für 2 Jahre ab Lieferdatum garantiert.
4. Puma 2002TM ist für das Leben gerechtfertigt.

Was ist abgedeckt: Reparatur oder Ersatz von Teilen und Arbeit.

Was ist nicht abgedeckt: Transportkosten von und nach ADC. Schadensersatz wegen Missbrauch, Missbrauch, Unfall oder Fahrlässigkeit. Neben-, Sonder- oder Folgeschäden. Einige Staaten erlauben nicht den Ausschluss oder die Beschränkung von zufälligen Sonder- oder Folgeschäden, so dass diese Beschränkung nicht für Sie gelten kann.

Um den Garantieservice zu erhalten: Artikel per Post an ADC senden, Attn: Reparaturabteilung, 55 Commerce Dr., Hauppauge, NY 11788. Bitte geben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse, die Telefonnummer für den Tag, den Kaufbeleg und eine kurze Erläuterung des Problems an.

Implizierte Gewährleistung: Jede stillschweigende Gewährleistung ist in der Dauer auf die Bedingungen dieser Gewährleistung und in keinem Fall über den ursprünglichen Verkaufspreis hinaus begrenzt (außer wenn gesetzlich verboten). Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte und Sie können andere Rechte haben, die von Staat zu Staat variieren.

**Um Ihr Produkt zu registrieren, besuchen Sie uns auf
www.adctoday.com und folgen Sie den Links**

**Kommentare oder Fragen
Rufen Sie
1-800-ADC-2670**



ADC
55 Commerce Drive
Hauppauge, NY 11788

tel: 631-273-9600
Gebührenfrei: 1-800-232-2670
fax: 631-273-9659



ADC (UK) Ltd.
Unit 6, PO14 1TH
United Kingdom

www.adctoday.com
info@adctoday.com