
**ADC® Satin™ Standard,
Glasfaser und Einweg
Laryngoskop Klingen und Griffe**

**Richtungen
für den Einsatz**



AMERICAN DIAGNOSTIC CORPORATION

Danke, dass Sie sich für ein ADC® Satin™
Laryngoskop entschieden haben.

Gerätebeschreibung und bestimmungsgemäße Verwendung

Ein Laryngoskop ist ein zweiteiliges Handgerät, das aus einem Griff besteht, der Batterien und eine abnehmbare Klinge enthält. Laryngoskope dienen zur Beleuchtung des Kehlkopfes während der Durchführung von Intubationen. Diese Gebrauchsanweisung behandelt Standard-, faseroptische und Einweg-Laryngoskope. Faseroptische Laryngoskope werden durch ein "F" nach der Artikelnummer angezeigt. Einwegartikel werden durch ein "D" unter der Artikelnummer angezeigt.

Kontraindikationen

Die folgenden sind nur relative Kontraindikation für die Intubation der Luftröhre:

1. Schweres Atemwegstrauma oder Obstruktion, die keinen sicheren Durchgang eines Endotrachealtubus erlauben. Eine Notfall-Cricothyrotomie ist in solchen Fällen indiziert.
2. Verletzung der Halswirbelsäule, bei der die Notwendigkeit einer vollständigen Ruhigstellung der Halswirbelsäule eine endotracheale Intubation erschwert.

Allgemeine Warnungen

Ein Warnhinweis in diesem Handbuch identifiziert eine Bedingung oder Praxis, die, wenn sie nicht sofort korrigiert oder unterbrochen wird, zu Verletzungen, Krankheit oder Tod des Patienten führen kann.

WARNUNG: Laut Bundesgesetz darf dieses Gerät nur von oder im Auftrag eines Arztes oder lizenzierten Arztes verkauft werden.

WARNUNG: NUR AUSGEBILDETES PERSONAL SOLLTE EIN LARYNGOSKOP ZUR INTUBATION VERWENDEN.

WARNUNG: ADC® empfiehlt, Ersatzlampen, Batterien und Ersatzteile immer im Notfall zur Verfügung zu haben.

WARNUNG: Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Anweisungen zur Sterilisation sind als Verfahren gedacht, die mit bestimmten Materialien kompatibel sind. Die Sterilisation muss nach dem genehmigten Krankenhausprotokoll durchgeführt werden. ADC® kann nicht garantieren, dass eine der empfohlenen Methoden Sterilität garantiert. Dies muss vom Krankenhaus- und / oder Sterilisationsgerätehersteller bestätigt werden.

WARNUNG: Faseroptische Griffe können mit ALLEN Lichtleiterklingen (wiederverwendbar oder Einweg) verwendet werden, die den ISO 7376-Standards entsprechen. Standardgriffe können mit allen Standardklingen verwendet werden, die den ISO 7376-Standards entsprechen. Standard- und faseroptische Klingen und Griffe sind NICHT austauschbar.

Betrieb aller Laryngoskopmodelle

Aktivieren: Befestigen Sie die ausgewählte Klinge am Griff, indem Sie die Klinge wie in Abbildung 1 gezeigt an der Griffstange festhaken. Ziehen Sie die Klinge nach oben in die offene Position, um das Licht automatisch zu aktivieren. Zum Ausschalten die Klinge nach unten in die Aus-Stellung drücken und vom Griff trennen. (Siehe Abbildung 1).



Kompatibilität / Standards

Standard ADC® Satin™ Laryngoskope entsprechen den aktuellen ISO 7376 Standards. Sie sind kompatibel mit nahezu allen gängigen Marken von Standardbeleuchtungsklingen und -griffen.

Fiberoptic ADC® Satin™ -Laryngoskope und Einweg-Laryngoskopspatel entsprechen den aktuellen ISO 7376-Standards. Sie sind mit nahezu allen gängigen Marken von Fiberoptic Illumination-Einhängerklingen und -griffen kompatibel. Zur leichteren visuellen Identifizierung sind ALLE faseroptischen Modelle durch eine grüne Anzeige an Griff und Klinge eindeutig gekennzeichnet.

Reinigungs-, Desinfektions- und Sterilisationsverfahren

ADC® Satin™ Laryngoskop-Klingen sind aus robustem Edelstahl gefertigt. ADC® Einweg-Fiberoptic-Laryngoskop-Klingen werden aus Polycarbonat hergestellt und dürfen nur einmal verwendet werden und sollten nicht gereinigt oder sterilisiert werden. Wiederverwendbare Griffe sind aus verchromtem Messing oder eloxiertem Aluminium gefertigt. Um maximale Lebensdauer und optimale Leistung zu gewährleisten, sollten die folgenden Anweisungen genau eingehalten werden. Einweggriffe bestehen aus ABS und sind nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt und sollten nicht gereinigt oder sterilisiert werden.

In den Abschnitten auf der Rückseite finden Sie Informationen zu spezifischen Reinigungs-, Desinfektions- und Sterilisationsverfahren für Ihren Laryngoskop-Typ.

Reinigungsverfahren für alle wiederverwendbaren Modelle: Fast unmittelbar nach Gebrauch sollten die Laryngoskopspatel gereinigt werden, um zu verhindern, dass Blut, Speichel usw. beim Trocknen eintrocknen. Bei herkömmlichen Klingen sind die Lampenfassung und die Drähte ein integraler Bestandteil der Klinge zum Reinigen und Ersetzen.

WARNUNG: Ultraschallreinigung wird nicht empfohlen.

Desinfektions- / Sterilisationswarnungen für alle Laryngoskopklingen

VORSICHT: ADC® Laryngoskopspatel werden nicht sterilisiert. Das Sterrad-Verfahren darf NICHT mit Einweg-Lichtleitfaserblättern oder faseroptischen Blättern verwendet werden.

WARNUNG: Flash-Autoklavieren und Heißluftsterilisation werden nicht empfohlen, da diese Prozesse das Instrument beschädigen. Die wiederholten hohen Temperaturen und Temperaturänderungen, die durch Autoklavieren verursacht werden, verkürzen die Lebensdauer aller Laryngoskopprodukte.

WARNUNG: Tauchen Sie die Klingen nicht in Bleichmittel-, Betadin- oder Peroxidlösungen ein. Dies würde das Instrument schwer beschädigen. Vermeiden Sie auch einen Kontakt von Metall zu Metall auf nicht-entsorgbaren Klingen.

Desinfektions- / Sterilisationswarnungen für alle Batteriegriffe:

VORSICHT: Überschüssige Flüssigkeit nicht in elektrischen Kontakt gelangen lassen. Stellen Sie sicher, dass die Ober- und Unterseite des Batteriegriffs vor Gebrauch sicher sind. Eine schlechte Wartung dieses Geräts oder die Nichtbeachtung der Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung kann zu einem Geräteausfall und / oder zu Verletzungen des Patienten führen. **HINWEIS:** Vor der Desinfektion / Sterilisation Lampenkassette, Lampe und Batterien entfernen.

Grundreinigungsverfahren für Standard- und Faseroptikklingen:

Bereiten Sie eine Klenzyme® , Manu-klenz™ oder eine gleichwertige Reinigungslösung gemäß den Anweisungen des Herstellers zu und weichen Sie sie für zehn Minuten ein. Spülen Sie die Geräte mit lauwarmem Leitungswasser eine Minute lang ab, um nach der Reinigung eventuell zurückgebliebenes Reinigungsmittel zu entfernen. Mit einem sauberen, fusselfreien Tuch trocknen.

Grundlegende Reinigungsverfahren für Standard- und Fiberoptic-Griffe:

Bereiten Sie eine Klenzyme® , Manu-klenz™ oder eine gleichwertige Reinigungslösung gemäß den Anweisungen des Herstellers vor. Entfernen Sie beide Endkappen, die Lampenkassette, die Lampe und die Batterien aus dem Gerät und spülen Sie sie mit lauwarmem Leitungswasser ab, bis alle sichtbaren Verschmutzungen entfernt sind. Behandeln Sie den Griff und die Endkappen in der vorbereiteten Lösung mindestens zehn Minuten lang und stellen Sie dabei sicher, dass alle Komponenten vollständig eingetaucht sind. Nach dem Einweichen sollten die Komponenten mit einer weichen Borstenbürste geschrubbt werden, wobei besonders auf schwer erreichbare Stellen geachtet werden sollte. Mit kaltem Leitungswasser abspülen, um alle Reinigungsmittelreste zu entfernen. Mit einem sauberen, fusselfreien Tuch trocknen. Hinweis: Lassen Sie die Griffe immer vollständig trocknen, bevor Sie sie desinfizieren oder verwenden. Lampenpatrone und Lampe können mit einem mit 70% Isopropylalkohol angefeuchteten Tuch abgewischt werden. LÖSE NICHT LÖSEN, UM IN DIE PATRONE ZU GEHEN. Die Lampenkassette und die Lampe können NICHT SOAKED oder AUTOCLAVED sein.

High-Level Desinfektion für Standard- und Fiberoptic Blades:

Um eine Desinfektion auf hohem Niveau zu erreichen, muss eine 2,4% ige Glutaraldehydlösung (Cidex® oder gleichwertig) bei 25 ° C (77 ° F) gemäß den Anweisungen des Herstellers hergestellt werden. Die Klingen sollten mindestens 45 Minuten lang vollständig in das Desinfektionsmittel eingetaucht sein. Während dieser Haltezeit sollten keine Luftblasen auf den eingetauchten Blättern sichtbar sein. Die Klingen sollten dann aus dem Desinfektionsmittel entfernt und in gereinigtes Wasser eingetaucht werden, um das gesamte Desinfektionsmittel abzuwaschen. Das Eintauchen sollte mindestens eine Minute dauern und der Vorgang sollte zwei weitere Male wiederholt werden, wobei jedes Mal frisches gereinigtes Wasser verwendet wird. Nach dem Spülen sollten die Klingen gründlich mit einem sterilen, fusselfreien Tuch getrocknet werden. Hinweis: Lassen Sie die Klingen vor dem Gebrauch immer vollständig trocknen.

High-Level-Desinfektion für Einweg-Faseroptikklingen

Einweg-Fiberoptik-Laryngoskopspatel werden nicht steril geliefert. Sie sind nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt und werden nach Gebrauch nicht desinfiziert. Gassterilisation durch Ethylenoxid gemäß diesen Richtlinien. Temperatur 55 ° C (± 5 ° C) EO-Druck - 180 mmHg (± 20 mmHg) Kammerdruck 210 mmHg (± 20 mmHg).

High-Level-Desinfektion für Standard- und Fiberoptic-Griffe:

Um eine Desinfektion auf hohem Niveau zu erreichen, muss eine 2,4% ige Glutaraldehydlösung (Cidex® oder gleichwertig) bei 25 ° C (77 ° F) gemäß den Anweisungen des Herstellers hergestellt werden. Die Endkappen der Griffe, Lampenkassette und Lampe sowie Batterien müssen entfernt werden. Sowohl die Endkappen als auch die Griffe sollten für mindestens 45 Minuten vollständig in das Desinfektionsmittel eingetaucht sein. Während dieser Haltezeit sollten keine Luftblasen auf den eingetauchten Komponenten sichtbar sein. Die Komponenten sollten dann aus dem Desinfektionsmittel entfernt und in gereinigtes Wasser eingetaucht werden, um das gesamte Desinfektionsmittel abzuwaschen. Das Eintauchen sollte mindestens eine Minute dauern und der Vorgang sollte zwei weitere Male wiederholt werden, wobei jedes Mal frisches gereinigtes Wasser verwendet wird. Nach dem Spülen sollten die Komponenten mit einem sterilen, fusselfreien Tuch gründlich getrocknet werden. Hinweis: Lassen Sie die Komponenten immer vollständig trocknen, bevor Sie die Griffe wieder zusammensetzen, Batterien einsetzen oder die Geräte verwenden. Lampenpatrone und Lampe können mit einem mit 70% Isopropylalkohol angefeuchteten Tuch abgewischt werden. LÖSE NICHT LÖSEN, UM IN DIE PATRONE ZU GEHEN. Die Lampenkassette und die Lampe können NICHT SOAKED oder AUTOCLAVED sein.

Steris-Sterilisationsverfahren für Einweg- und faseroptische Laryngoskope:

Dieses Produkt wurde mit dem Standardzyklus V-PRO 1 validiert. V-PRO 1 Plus Lumen- und Nicht-Lumen-Zyklen; V-PRO MAX Lumen, Non Lumen und Flexible Cycles; V-PRO 60 Lumen und Non Lumen Cycles mit dem V-PRO 60 Niedertemperatur-Sterilisationssystem mit VAPPROX® HC Sterilisations- und V-PRO maX Niedertemperatur-Sterilisationssystem.


Dampfsterilisation für Standard und Fiberoptic Klingen und Griffe:

| | | | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| Sterilisator Typ: | Vorvakuum | Sterilisator Typ: | Schwere |
| Vorkonditionierungsimpulse: | 3 | Mindesttemperatur: | 249,8°F (121°C) |
| Mindesttemperatur: | 269,6 ° F (132 ° C) | Volle Zykluszeit: | 30 Minuten |
| Volle Zykluszeit: | 4 Minuten | Minimale Trockenzeit: | 15 Minuten |
| Minimale Trockenzeit: | 20 Minuten | | |

Reparatur und Instandhaltung

Batteriewechsel: (Wiederverwendbare Modelle)

- 1) Schrauben Sie die Bodenkappe des Griffs ab und entfernen Sie die Batterien.
- 2) Ersetzen Sie die Batterie mit der passenden Größe und achten Sie darauf, dass die positiven Enden zuerst eingesetzt werden. Bodenverschluss aufschrauben und festziehen. (Abbildung 2).




HINWEIS: Alkalibatterien sollten für maximale Leistung mit Ihrem Griff verwendet werden und werden zum Austausch empfohlen. Normale Kohlenstoff-Zink-Batterien können ebenfalls verwendet werden.

Batteriewechsel: (4067F Stubby Griff)

1) Schrauben Sie die Bodenkappe des Griffs ab und entfernen Sie den Batterieeinsatz.

2) Ersetzen Sie die Batterien durch geeignete Größe. Setzen Sie das positive Ende der Batterie zuerst und das andere negative Ende zuerst in den Batterieeinsatz ein, achten Sie dabei auf die Polaritätsmarkierungen. Schieben Sie den Batterieeinsatz in Richtung der Pfeile "In diese Richtung einfügen" zurück in den Griff. Bodenverschluss aufschrauben und festziehen. (Figur 3)



HINWEIS: Alkalibatterien sollten für maximale Leistung mit Ihrem Griff verwendet werden und werden zum Austausch empfohlen. Normale Kohlenstoff-Zink-Batterien können ebenfalls verwendet werden

Lampenwechsel: (Standard Modelle)


Zur korrekten Beleuchtung, Ausrichtung und Sicherung der wasserdichten Abdichtung während Immersion / Autoklav, wir empfehlen, nur ADC # 4500-1 und # 4501-1 Ersatzlampen für Standardblätter zu verwenden.

1) Um die Lampe an den Standardblades zu entfernen, halten Sie die Lampenfassung fest und drehen Sie die Lampe gegen den Uhrzeigersinn, bis sie frei ist.

2) Ersetzen Sie die Lampe durch eine neue ADC-Lampe.

3) Vergewissern Sie sich, dass die Lampe vor Gebrauch ausreichend festgezogen ist.

VORSICHT: Vergewissern Sie sich nach der Montage, dass die Glasoberfläche sauber und frei von Fingerabdrücken ist. Falls erforderlich, kann das Glas mit einem weichen, in Alkohol angefeuchteten Tuch oder Wattebausch gereinigt werden.



Lampenwechsel: (Fiberoptic Modelle)

Für eine korrekte Beleuchtung und Ausrichtung empfehlen wir nur die ADC Ersatzlampe Modell # 5111N-4 (Abbildung 4).

1) Lassen Sie die Lampe vor dem Ausbau abkühlen.


2) Schrauben Sie den Laryngoskopkopf entgegen dem Uhrzeigersinn aus dem Lauf des Griffs heraus.

- 3) Lampe aus dem Laryngoskopkopf ziehen. Die Lampe ist reibschlüssig und muss nicht verdreht werden.
- 4) Setzen Sie die Ersatzlampe ein, indem Sie sie fest in den Kopf drücken, bis sie vollständig sitzt.
- 5) Schrauben Sie den Laryngoskopkopf auf den Schaft des Griffes. Nur von Hand anziehen.

VORSICHT: Vergewissern Sie sich nach der Montage, dass die Glasoberfläche sauber und frei von Fingerabdrücken ist. Falls erforderlich, kann das Glas mit einem weichen, in Alkohol angefeuchteten Tuch oder Wattebausch gereinigt werden.

Fiberoptic Light Guide Ersatz:

1) Lösen Sie die Feststellschraube mit einem Schraubendreher. (Hinweis: Diese Schraube ist NICHT dafür vorgesehen, vollständig entfernt zu werden. Dadurch wird verhindert, dass die Schraube herausfällt, während das Laryngoskop verwendet wird. Versuchen Sie NICHT, diese Schraube vom Laryngoskop zu entfernen.)



- 2) Ziehen Sie die grüne Basis des Lichtwellenleiterbündels heraus und ziehen Sie den Lichtleiter heraus (Abbildung 5). (Hinweis: Das Glasfaserbündel ist fest angebracht und möglicherweise schwer zu entfernen.)
- 3) Einfügen eines neuen faseroptischen Bündels durch Umkehren der obigen Schritte.
- 4) Ziehen Sie die Feststellschraube fest, und stellen Sie sicher, dass das Lichtleiterbündel sicher am Laryngoskopspatel befestigt ist.

Testverfahren

Laryngoskopklingen und -griffe sollten immer nach der Reinigung / Desinfektion / Sterilisation und vor der Verwendung getestet werden. Schließen Sie zum Testen den Laryngoskopspatel an den Griff an und drücken Sie das Sägeblatt in die ON-Position. Wenn das Gerät nicht leuchtet oder flackert, überprüfen Sie die Lampe auf eine sichere Verbindung, Batterien und elektrische Kontakte. Stellen Sie sicher, dass Sie ausreichend Ersatzlampen und -batterien haben.

Die Kappen am Batteriegriff sollten vor Gebrauch sicher sein. Wenn dies nicht der Fall ist, könnte sich die Klinge aus ihrer Position bewegen. Laryngoskope sollten vor Gebrauch und nach längerer Lagerung visuell auf Verschleiß oder Alterung untersucht werden. Es wird dringend empfohlen, in Notfallsituationen Notfall-Laryngoskope zur Hand zu haben..

ERSATZTEILLISTE

| Beschreibungen | STANDARD-MODELLE | |
|---------------------|------------------|----------------------|
| Laryngoskop Artikel | Standard-klinge | Standard Ersatzlampe |
| Mac 0 | 4070 | 4500 |
| Mac 1 | 4071 | 4500 |
| Mac 2 | 4072 | 4500 |
| Mac 3 | 4073 | 4501 |
| Mac 4 | 4074 | 4501 |
| Miller 00 | 4080-0 | 4500 |
| Miller 0 | 4080 | 4500 |
| Miller 1 | 4081 | 4500 |
| Miller 2 | 4082 | 4501 |
| Miller 3 | 4083 | 4501 |
| Miller 4 | 4084 | 4501 |
| Wisconsin 0 | 4090 | 4500 |
| Wisconsin 1 | 4091 | 4500 |
| Wisconsin 1.5 | 40915 | 4500 |
| Wisconsin 2 | 4092 | 4501 |
| Wisconsin 3 | 4093 | 4501 |
| Wisconsin 4 | 4094 | 4501 |
| "C" Zellengriff | 4065 | NA |
| "AA" Zellengriff | 4066 | NA |
| Stubby Griff | 4067 | NA |

ERSATZTEILLISTE

| Beschreibungen | STANDARD-MODELLE | | |
|---------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------|
| Laryngoskop Artikel | Fiberoptische Klinge | Fiberoptik Ersatzlampe | Fiberoptischer Lichtleiter |
| Mac 0 | 4070F | NA | 4070FLP-00 |
| Mac 1 | 4071F | NA | 4071FLP-00 |
| Mac 2 | 4072F | NA | 4072FLP-00 |
| Mac 3 | 4073F | NA | 4073FLP-00 |
| Mac 4 | 4074F | NA | 4074FLP-00 |
| Miller 00 | NA | NA | NA |
| Miller 0 | 4080F | NA | 4080FLP-00 |
| Miller 1 | 4081F | NA | 4081FLP-00 |
| Miller 2 | 4082F | NA | 4082FLP-00 |
| Miller 3 | 4083F | NA | 4083FLP-00 |
| Miller 4 | 4084F | NA | 4084FLP-00 |
| Wisconsin 0 | NA | NA | NA |
| Wisconsin 1 | NA | NA | NA |
| Wisconsin 1.5 | NA | NA | NA |
| Wisconsin 2 | 4NA | NA | NA |
| Wisconsin 3 | NA | NA | NA |
| Wisconsin 4 | NA | NA | NA |
| "C" Zellengriff | 4065F | 4532-1 (alt) / 5111N-4 (neu) | NA |
| "AA" Zellengriff | 4066F | 4532-1 (alt) / 5111N-4 (neu) | NA |
| Stubby Griff | 4067F | 4532-1 (alt) / 5111N-4 (neu) | NA |

ERSATZTEILLISTE

| Beschreibungen | SPU MODELLE |
|----------------------------|--------------------------|
| Laryngoskop Artikel | Fiberoptik Klinge |
| Mac 0 | NA |
| Mac 1 | 4071D-20 |
| Mac 2 | 4072D-20 |
| Mac 3 | 4073D-20 |
| Mac 4 | 4074D-20 |
| Miller 00 | 4080-0D-20 |
| Miller 0 | 4080D-20 |
| Miller 1 | 4081D-20 |
| Miller 2 | 4082D-20 |
| Miller 3 | 4083D-20 |
| Miller 4 | 4084D-20 |
| Wisconsin 0 | NA |
| Wisconsin 1 | NA |
| Wisconsin 1.5 | NA |
| Wisconsin 2 | NA |
| Wisconsin 3 | NA |
| Wisconsin 4 | NA |
| "C" Zellengriff | NA |
| "AA" Zellengriff | 4065D-20 |
| Stubby Griff | NA |

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Die American Diagnostic Corporation (ADC®) gewährleistet ihre Produkte gegen Material- und Materialfehler Verarbeitung unter normalen Gebrauch und Service wie folgt:

1. Der Garantieservice gilt nur für den ursprünglichen Einzelhandelskäufer und beginnt mit dem Lieferdatum.
2. Ihr Laryngoskop hat eine Garantie von einem Jahr ab Kaufdatum (alle Teile).

Was ist abgedeckt: Ersatz von Teilen und Arbeit.

Was nicht abgedeckt ist: Transportkosten von und zu ADC®. Schäden, die durch Missbrauch, Unfall oder Fahrlässigkeit verursacht werden. Neben-, Sonder- oder Folgeschäden. In einigen Staaten ist der Ausschluss oder die Beschränkung von Neben-, Sonder- oder Folgeschäden nicht zulässig, sodass diese Einschränkung möglicherweise nicht auf Sie zutrifft.

Um Garantie-Service zu erhalten: Senden Sie Artikel an ADC®, Attn: Reparaturabteilung, 55 Commerce Dr., Hauppauge, NY 11788. Bitte geben Sie Ihren Namen und Adresse, Telefonnummer, Kaufbeleg und eine kurze Beschreibung des Problems.

Implizite Garantie: Jede implizite Garantie ist zeitlich begrenzt auf die Bedingungen dieser Garantie und in keinem Fall über den ursprünglichen Verkaufspreis hinaus (außer wenn dies gesetzlich verboten ist). Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte und Sie können weitere Rechte haben, die von Staat zu Staat variieren.

Um Ihr Produkt zu registrieren, besuchen Sie uns unter
www.adctoday.com
und folge den Links

Dieses Handbuch ist in verschiedenen Sprachen verfügbar. Folgen Sie den Links für die Sprachoptionen.
www.adctoday.com/care

FÜR FRAGEN, ANMERKUNGEN ODER VORSCHLÄGE
JETZT KOSTENLOS ANRUFEN:
1-800-ADC-2670



ADC
55 Commerce Drive
Hauppauge, NY 11788
U.S.A.



ADC (UK) Ltd.
Unit 6, PO14 1TH
United Kingdom

In den USA geprüft.
Wiederverwendbare Modelle:
Hergestellt in Pakistan

Einwegmodelle: Made in
Taiwan / China

Tel: 631-273-9600
gebührenfrei: 1-800-232-2670
Fax: 631-273-9659

www.adctoday.com
info@adctoday.com

