

Adlite™ Pro

Gebrauchsanweisung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein ADC® ADLITE PRO™ entschieden haben, eine präzise gefertigte LED-Taschenlampe. Der ADLITE PRO™-Körper wird aus Messing gefertigt und anschließend für ein dauerhaftes Finish galvanisiert. Die langlebige LED-Lampe garantiert 10.000 Betriebsstunden.

Gerätebeschreibung und Verwendungszweck:

Dieses Gerät ist für die allgemeine, kontaktlose Beleuchtung vorgesehen.

Allgemeine Warnhinweise:

Dieses Instrument darf NICHT in Gegenwart entflammbarer Anästhetika verwendet werden.

Bedienvorgänge:

Verwenden Sie zum Einschalten den blauen, strukturierten Netzschalter mit dem Daumen von der Leuchte. Schieben Sie zum Ausschalten den Schalter wieder in Richtung Spitze.

Batteriewechsel:

ADLITE PRO™ verwendet 2 AAA-Alkalibatterien. Zum Auswechseln die LED-Lampenspitze gegen den Uhrzeigersinn drehen. Ersetzen Sie beide Batterien aus dem Lauf. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität, indem Sie die negativen Enden (-) zuerst einsetzen. Montieren Sie die Lampenspitze wieder, indem Sie sie im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.



Eingeschränkte Garantie

(ADC®) garantiert für ihre Produkte bei normalem Gebrauch und bei normalem Gebrauch folgende Mängel gegen Material- und Verarbeitungsfehler:

1. Die LED-Lampe hat eine lebenslange Garantie.
2. Für ADLITE PRO™ Penlight gilt eine Garantie von 2 Jahren.
3. Der Garantieservice gilt nur für den ursprünglichen Einzelhandelskäufer und beginnt

Was ist abgedeckt: Austausch von Teilen und Arbeit.

Was ist nicht abgedeckt: Transportkosten zu und von ADC®. Schäden durch Missbrauch, Unfall oder Fahrlässigkeit. Zufällige, spezielle oder Folgeschäden. In einigen Staaten ist der Ausschluss oder die Beschränkung von zufälligen, besonderen oder Folgeschäden nicht zulässig, sodass diese Einschränkung möglicherweise nicht für Sie gilt.

Um den Garantieservice in Anspruch zu nehmen: Senden Sie die Artikel per Post an ADC®, Attn: Reparaturabteilung, 55 Commerce Dr.

Bitte geben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse, Telefonnummer, Kaufbeleg und eine kurze Beschreibung des Problems an.

Implizierte Garantie: Jede implizierte Garantie ist zeitlich auf die Bedingungen dieser Garantie beschränkt und auf keinen Fall über den ursprünglichen Verkaufspreis hinaus (außer wenn dies gesetzlich verboten ist). Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte und Sie haben möglicherweise andere Rechte, die von Staat zu Staat unterschiedlich sind..

Dieses Handbuch ist online in verschiedenen Sprachen verfügbar.
Folgen Sie den Links für Sprachoptionen:
www.adctoday.com/care

FÜR FRAGEN, KOMMENTARE ODER VORSCHLÄGE
1-800-ADC-2670 ODER BESUCHEN:
www.adctoday.com/feedback



ADC
55 Commerce Drive
Hauppauge, NY 11788



ADC (UK) Ltd.
Unit 6, PO14 1TH
United Kingdom

In den USA geprüft.
In China hergestellt
Tel: 631-273-9600
gebührenfrei: 1-800-232-2670
Fax: 631-273-9659

www.adctoday.com
info@adctoday.com

