


Besondere Hinweise zur Installation

KOMPATIBILITÄT DES TRANSFORMATORS

Transformator (Rückseite)



Seriennummer

Wenn Sie eine Erweiterungseinheit zur Verwendung mit einem **älteren Adstation-Transformator** erworben haben, überprüfen Sie bitte die Seriennummer des Transformators vor der Installation. Die in dieser Sendung enthaltene Erweiterungseinheit ist ausschließlich mit einem Transformator kompatibel, dessen Seriennummer 100000 oder höher ist. Bei Kombination mit einem älteren Transformator entstehen Schäden.

Wenn dieser Kauf sowohl einen Transformator als auch ein Erweiterungsmodul umfasst, wurde die Kompatibilität bereits bestätigt.

ELEKTRISCHES ANSCHLUSSKABEL

Nach dem Verbinden der Module mit dem elektrischen Kabel (siehe Installationsanleitung für das Wallboard) ist sicherzustellen, dass überschüssiges Kabel sicher innerhalb des Modulrahmens verstaut wird, bevor die Montage an der Wand oder am Wallboard erfolgt.



Garantie: Für Diagnostix Adstation-Transformatoren und Erweiterungsmodule gilt eine Garantie von fünf Jahren ab dem Kaufdatum. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung, Unfälle, unsachgemäßen Gebrauch oder von Dritten am Gerät vorgenommene Änderungen verursacht wurden. Schäden, die durch den Anschluss inkompatibler Erweiterungsmodule verursacht werden, sind nicht abgedeckt; bitte überprüfen Sie die Kompatibilität aller Komponenten vor der Installation. Die Garantie ist nur gültig, nachdem das Produkt online registriert wurde unter:

www.adctoday.com/support/warranty-registration.



American Diagnostic Corporation
55 Commerce Drive, Hauppauge, NY 11788

tel: 631-273-9600
toll free: 1-800-232-2670
fax: 631-273-9659

www.adctoday.com
email: info@adctoday.com

IB p/n 93-5699-00 rev 4 (05/06/24)

Um Ihr Produkt zu registrieren, besuchen Sie uns unter
www.adctoday.com
und folgen Sie den Links

Bei Fragen, Kommentaren oder Anregungen
rufen Sie in den U.S.A. die gebührenfreie Nummer an:
1-800-ADC-2670

Gedruckt in den U.S.A.