





CONNECTIVITÉ DU CUFF

Félicitations pour l'achat de votre nouveau brassard de remplacement ADC® pour les appareils de soins à domicile à pression artérielle numérique. Vous avez peut-être reçu 2 connecteurs. Si c'est le cas, utilisez le diagramme ci-dessous pour choisir le bon connecteur à utiliser avec votre moniteur BP spécifique. Lors de la connexion des tubes au connecteur approprié, utilisez un léger mouvement de torsion et assurez-vous que le tube et le connecteur sont bien en place. Utilisez le même léger mouvement de torsion lors de l'insertion du connecteur dans le moniteur.

IMPORTANT: L'utilisation du mauvais connecteur pour votre moniteur spécifique peut entraîner une erreur de mesure. Reportez-vous au Livret d'instructions de votre unité de Pression artérielle pour la connexion du brassard spécifique à votre modèle.

MONITEUR MODELE	CONNECTEUR	CONNECTEURS	
6012, 6012N	897CN-1		
6013	897CN-2		
6014	897CN-2		
6017	897CN-2		
6021, 6021N	897CN-2		
6022, 6022N	897CN-2		
6023, 6023N	897CN-2		
6021NSA	897CN-5		
6021NSA rev 1	897CN-5N		